



FICHE DEVIS PATIENT

Bolero
 Q90-SP
 Q70-SP
 ✓ Q50-SP
 Q30-SP

PHONAK
 life is on

Type : BTE Technologie : Plateforme Quest Pile : 13 Pertes Moyennes à profondes
 Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084 auditives :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 **12** 8 Nb de prog. auto. : 5 3 **2** 1 Prog. auto. : SoundFlow
 Nb de micro : 2 Nb de prog. sup. : 4 max Prog. de diffusion : Roger/FM - Bluetooth
 Niveau de sortie max. (dB SPL)* : 131/133 Gain max. (dB)* : 68/70 Consommation (mA) : 1.3
 132/135 72/75

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour tube fin HE/HE 10 680

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	FlexControl	-
	FlexVolume	-
	✓ NoiseBloc	Élimination haute résolution des sons gênants.
	✓ DuoPhone	Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
Directivité microphonique	✓ UltraZoom	Directionnalité adaptative des Microphones.
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	EchoBloc	-
	SoundRelax	-
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.
	SelfLearning	-
	✓ Correction de sonie	Enregistre les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
	Tinnitus Balance	-
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui Résistant à l'eau : Oui
 Contrôle de volume : Oui Couplage acoustique : Coude / Mini coude / Tube fin
 Bobine d'induction : Oui Compatibilité CROS / BiCROS : Oui
 Indice de protection : IP57 Poids (g) : -
 Entrée audio directe : Oui

Connectivité / Télécommandes

Connectivité : TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall Télécommandes : ComPilot, PilotOne
 Microphone : RemoteMic

Pour plus d'informations, www.phonak.fr