

フォナック ナイードルミティ●

プロダクトインフォメーション

フォナック ナイードルミティは、軽度から重度の難聴用の包括的な BTE ポートフォリオです。

フォナック スマートスピーチ テクノロジーを搭載し、当社の最先端プラットフォームであるルミティでパワフルで高機能なソリューションを求めのお客様に最適なソリューションです。



製品概要



ナイーダ L-UP
ナイーダ L-UP トライアル
L90/L70/L50/L30



ナイーダ L-SP
ナイーダ L-SP トライアル
L90/L70/L50/L30




ナイーダ L-PR
ナイーダ L-PR トライアル
L90/L70/L50/L30

電池の種類		675	13	充電式
T コイル		●	●	
クロスLとの互換性				●
Bluetooth®		●	●	●
ナノコーティング		●	●	●
国際保護等級 IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
サイズ	高さ x 幅 x 奥行き	42.6 x 18.8 x 8.6 mm	40.0 x 16.9 x 8.5 mm	36.7 x 16.4 x 8.5 mm
	重さ	4.60 g	4.40 g	3.68 g
充電時間 ²	0%~100%			3時間
	0%~80%			1.5時間
	30分フィッティング			10分


		HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11 680	スリムチューブ 4.0
最大出力音圧 (dB SPL)(OSPL90)(+3 dB以下)	2cc カプラデータ	141	134	139	133	130	129
最大音響利得 (dB)(ピーク)(+3 dB以下)	2cc カプラデータ	84	78	81	75	68	69
帯域幅 (Hz)		< 200 - > 4,600	< 200 - > 4,600	< 200 - > 4900	< 200 - > 5000	< 200 - > 5000	< 200 - > 5000
消費電流 (mA)		3.3 (+20%)	3.3 (+20%)	2.5 (+20%)	2.5 (+20%)	-	-

フィッティングレンジ


■ スリムチューブ 4.0
■ HE11 680



高度～重度難聴



中等度～重度難聴



軽度～高度難聴

ハウジング カラー



H0
ベージュ



P1
サンド
ベージュ



P3
サンダル
ウッド



P4
チェスト
ナット



P5
シャンパン



P6
シルバー
グレー



P7
グラファイト
グレー



P8
ベルベット
ブラック

¹ IP68 は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1 m の淡水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しなかったことを示しています(IEC60529規格による)。

² 実際の充電時間は、電池残量によって異なり、温度条件の影響を受ける場合があります。

Bluetooth® のロゴ文字およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

パフォーマンスレベル

	プレミアムクラス L90	アドバンスクラス L70	スタンダードクラス L50	エッセンシャルクラス L30
オートセンス OS 5.0				
非常に騒がしい中でのことば	●			
車の中でのことば	●			
反響する環境での快適性	●			
音楽	●	●		
騒音下での快適性	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
メディアことば+マイク	●	●	●	●
メディア音楽+マイク	●	●	●	●
追加プログラム				
最大追加プログラム数	4	4	4	4
反響する環境での快適性	●			
非常に騒がしい中でのことば	●	●		
全方向(360°)からのことば	●	●		
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
雑音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
電話	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●
電話用Tコイル ± マイク ¹	●	●	●	●
公共設備用Tコイル ± マイク ¹	●	●	●	●
ストリーミングプログラム				
ロジャー ダイレクト+マイク	●	●	●	●
パートナー マイク+マイク	●	●	●	●
通話+マイク	●	●	●	●

フォナックスマートスピーカー
テクノロジー

	プレミアムクラス L90	アドバンスクラス L70	スタンダードクラス L50	エッセンシャルクラス L30
機能				
スピーチセンサー	●			
スピーチ エンハンサー	●			
ステレオズーム 2.0	●	●		
ダイナミックノイズキャンセル	●	●		
モーションセンサーヒアリング ²	●	●	●	
ロジャーダイレクト	●	●	●	●
エコブロック	●			
タップコントロール ²				
- Siri/Google アシスタント	●	●		
- ストリーミングの一時停止/再開	●	●		
- 通話の応答/終了	●	●		
サウンドリラックス	●	●		
デュオフォン	●	●	●	
リアルイヤーサウンド	●	●	●	
ウルトラズーム	●	●	●	●
ロジャーと指向性	●	●	●	●
広帯域ブースター ³	●	●	●	●
ヘルス機能 ^{2,4}	●	●	●	●
ウインドブロック	●	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
耳鳴りバランス ⁵	●	●	●	●
自動順応マネージャ	●	●	●	●
環境音バランス	●	●	●	●
サウンドリカバー ²	●	●	●	●
ホイッスルブロック	●	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●	●
クイックシンク	●	●	●	●
AOV	●	●	●	●
微調整チャンネル数	20	20	16	12

1 フォナック ナイダー L-PR では使用不可
 2 フォナック ナイダー L-PR のみで使用可能
 3 フォナック ナイダー L-UP のみで使用可能
 4 マイフォナックと併用
 5 フォナック ナイダー L-UP では使用不可

フィッティング

	ナイーダ L-UP ナイーダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-SP ナイーダ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-PR ナイーダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0以上	9.1以上	9.0以上
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	●	●	●
NOAHLINK	●	●	
HI-PRO、HI-PRO2	●	●	

音響カプリング

			ナイーダ L-UP ナイーダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-SP ナイーダ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-PR ナイーダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30
音口	フック	ダンパー入り(HE11 680)	●	●	●
	フック	ダンパーなし(HE11)	●	●	
	スリムチューブ 40	左右の異なる5種類の長さ(00、0、1、2、3)			●
スリムチューブ用耳せん(イヤチップ)	ドーム型耳せん	キャップ型			●
		オープン型	3サイズ(S、M、L)から選択可能		●
		ベント付き	3サイズ(S、M、L)から選択可能		●
		パワー型	3サイズ(S、M、L)から選択可能		●
	スリムチップ	アクリル製			●
		シリコン製			●
フック用耳せん(イヤチップ)	イヤモールド		●	●	●

フォナック ナイーダ ルミティトライアル

フォナック ナイーダ ルミティトライアル補聴器は、専門家の推奨するパフォーマンスレベルに適合するよう、速やかに目的のクラスに設定できるようになっています。初回予約時にはもう最適な聞こえのソリューションで装用者のフィッティングができ、また補聴器を修理に出している間の代替品としても提供できます。このナイーダ ルミティトライアル補聴器にはロジャー受信機が事前にインストールされており、簡単にデモンストレーションやロジャー マイクロホンの試用を行うことができます。

フォナック ナイダ L-PR 充電オプション

フォナック チャージャー Combi BTE / フォナック チャージャー Combi BTE 2

ナイダ L-PR はルミティの魅力的な機能がすべて備わっており、充電式の利点もあります。顧客は、ストリーミング実行時でも日中*の聞こえを楽しむことができます。

*4時間の Bluetooth クラシック ストリーミングと4時間のテレビコネクターD 等のストリーミングを含む16時間の期待動作時間。



フォナック ナイダ L Bluetooth® バージョン

ハンズフリー通話/音声ストリーミング

Bluetooth 4.2のワイヤレステクノロジーと、多くの旧式 Bluetooth 電話に対応

ワイヤレスコミュニケーションポートフォリオ

	ナイダ L-UP ナイダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-SP ナイダ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-PR ナイダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30
ワイヤレス アクセサリー			
テレビコネクターD	•	•	•
フォナック パートナーマイク	•	•	•
フォナック リモートコントロール	•	•	•
ロジャー			
ロジャー マイクロホン	•	•	•
アプリ			
マイフォナック アプリ	•	•	•
マイフォナック ジュニア アプリ	•	•	•

詳細については、www.phonak.com/naida-lumity をご覧ください。

ロジャー マイクロホンの詳細については、www.phonak.com/roger をご覧ください。

マイフォナックおよびマイフォナック ジュニアの詳細については、www.phonak.com/apps をご覧ください。

life is on

1947年以来、フォナックでは、新しい音響世界を開拓し、生活の質を改善する取り組みを続けています。当社は、創立の当時から既に、初期の信念に基づき活動を進めました。良い聞こえが人々の健康に深くつながり、人生を豊かにするために欠かせないと、当社は考えています。事実、聞こえは、社会・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングの向上と関係があります。今後も、当社は革新的な聞こえのソリューションの幅広いポートフォリオを提供するよう邁進していきます。そして、聴覚専門家と一緒に、私たちは最も重要なこと、すなわち、ことばの理解の向上、人々の暮らしの向上、社会全体への積極的な影響に注力し続けています。

www.phonak.com