

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	ロジャー ダイレクト		フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオショー + ユニバーサルタイプ (MLxi/ロジャー エックス)	MyLink+(FM) ロジャー マイリンク ロジャー ネックループ	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロットII + MLxi/ロジャー エックス
		ロジャー	FM	ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	
	クラロ 耳かけ型	-	■ MicroLink ML8	-	-	-	■	-
	クラロ 耳あな型	-	-	-	-	-	■	-
	アエロ 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-	
	アエロ 耳あな型	-	-	-	-	■	-	
	スーベロ 耳かけ型	-	-	-	■ AS5-MLx	■	-	
	ベルセオ 耳かけ型	-	■ MicroLink ML8	-	-	-	■	-
	ベルセオ 耳あな型	-	-	-	-	-	■	-
	マックス 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-	
	パワーマックス 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-	
	ヴァレオ 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-	
ヴァレオ 耳あな型	-	-	-	-	-	■	-	
dB	サヴィア 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-	
	サヴィア 耳あな型	-	-	-	-	-	■	-
	エレヴァ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-	
	エレヴァ 耳あな型	-	-	-	-	-	■	-
	エクストラ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-	
	エクストラ 耳あな型	-	-	-	-	-	■	-
	マイクロパワー 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	■	-
	ソロT 耳かけ型	-	-	-	■ AS5-MLx	■	-	
	サヴィア アート 耳かけ型 マイクロ	-	-	-	-	-	■	-
	サヴィア アート 耳かけ型 マイクロ CRT	-	-	-	-	-	■	-
サヴィア アート 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-		
サヴィア アート 耳あな型	-	-	-	-	-	■	-	
ウナ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-		
ウナ 耳あな型	-	-	-	-	-	■	-	
オーディオ 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	■ (IIIを除く)	-	
コア	ナイーダ 耳かけ型 SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	■	
	ナイーダ 耳かけ型 UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	■	
	エクセリア 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■	
	エクセリア 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■	
	エクセリア 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-	
	エクセリア 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■	
	ベルサータ 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■	
	ベルサータ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■	
	ベルサータ 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-	
	ベルサータ 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■	
	セルティナ 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■	
	セルティナ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■	
	セルティナ 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-	
	セルティナ 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■	
	オーディオ YES 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	■	
	オーディオ SMART 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	■	
	オーディオ MINI 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	-	
	エクセリア アート 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■	
	エクセリア アート 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■	
	エクセリア アート 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-	
エクセリア アート 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■		
オーケープラス 耳かけ型 M/SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	-		
オーケープラス 耳かけ型 UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	-		

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	ロジャー ダイレクト	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオショー + ユニバーサルタイプ (MLxi/ロジャー エックス)	MyLink+(FM) ロジャー マイリンク ロジャー ネックループ	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロットII + MLxi/ロジャー エックス
		ロジャー	FM	ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー
コア	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	-
	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	-
	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	-
	ミロプラス 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	ベルサータ アート 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	ベルサータ アート 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	ベルサータ アート 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-
	ベルサータ アート 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	セルティナ アート 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	セルティナ アート 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	セルティナ アート 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-
	セルティナ アート 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
スパイス	オーディオ S SMART	-	-	-	-	-	■
	オーディオ S SMART I	-	-	-	-	-	-
	オーディオ S YES	-	-	-	-	-	■
	オーディオ S MINI	-	-	-	-	-	-
	フォナック アンブラ 耳かけ型 microM	-	-	-	-	-	■
	フォナック アンブラ 耳かけ型 microP/SP	-	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	■
	フォナック アンブラ 耳かけ型 M H20	-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック アンブラ 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-
	フォナック アンブラ 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	フォナック ソラナ 耳かけ型 microM	-	-	-	-	-	■
	フォナック ソラナ 耳かけ型 microP/SP	-	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	■
	フォナック ソラナ 耳かけ型 M H20	-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック ソラナ 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-
	フォナック ソラナ 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	フォナック カッシーア 耳かけ型 microM	-	-	-	-	-	■
	フォナック カッシーア 耳かけ型 microP/SP	-	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	■
	フォナック カッシーア 耳かけ型 M H20	-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック カッシーア 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-
	フォナック カッシーア 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	ナイーダ S 耳かけ型 SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	■
	ナイーダ S 耳かけ型 UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	■
	ナイーダ S CRT 耳かけ型 RIC	-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	ニオス S H20	-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック ダリア 耳かけ型 microM	-	-	-	-	-	-
フォナック ダリア 耳かけ型 microP/SP	-	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	-	
フォナック ダリア 耳かけ型 M H20	-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	-	
フォナック ダリア 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	-	
クレスト	フォナック ボレロ Q-M312	-	-	-	-	-	■
	フォナック ボレロ Q-M13	-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック ボレロ Q-P/SP	-	■ ML16i	■ ロジャー16	■ AS16	■	■
	フォナック オーデオ Q-312	-	-	-	-	-	■
	フォナック オーデオ Q-312T	-	-	-	-	■	■
	フォナック ナイーダ Q-RIC	-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック ナイーダ Q-SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	■
	フォナック ナイーダ Q-UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	■
	フォナック パート Q-312プチ	-	-	-	-	■	-
	フォナック パート Q-312/13	-	-	-	-	■	■
	フォナック パセオ Q15	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	フォナック タオ Q15	-	-	-	-	■	-

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	ロジャーダイレクト		フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオショー + ユニバーサルタイプ (MLxi/ロジャー エックス)	MyLink+(FM) ロジャー マイリンク ロジャー ネックループ	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロットII + MLxi/ロジャー エックス
		ロジャー	FM	ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	
ベンチャ	フォナック オーデオ V-13	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■	
	フォナック オーデオ V-312T	-	-	-	-	■	■	
	フォナック オーデオ V-312	-	-	-	-	-	■	
	フォナック ボレロ V-M	-	-	-	-	■	■	
	フォナック ボレロ V-P/SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■	
	フォナック パート V-10 NW 0	-	-	-	-	■	-	
	フォナック パート V-10 0/10/312/13	-	-	-	-	■	■	
	フォナック ナイダ V-RIC/SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■	
	フォナック ナイダ V-UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■	
	フォナック スカイ V-RIC/SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■	
フォナック スカイ V-UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■		
ピロング	フォナック オーデオ B-312/R	-	-	-	-	-	■	
	フォナック オーデオ B-312T	-	-	-	-	■	■	
	フォナック オーデオ B-13	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■	
	フォナック ボレロ B-M/PR	-	-	-	-	■	■	
	フォナック ボレロ B-P/SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■	
	フォナック パート B-チタン/10 NW 0/ 312 NW 0	-	-	-	-	■	-	
	フォナック パート B-10 0/10/312/13	-	-	-	-	■	■	
	フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE-micro	-	-	-	-	■	-	
	フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE-P	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	-	
	フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE-UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	-	
	フォナック ヴィータス+ RIC-312T	-	-	-	-	■	-	
	フォナック ヴィータス+ ITE-10 NW 0/312/13	-	-	-	-	■	-	
	フォナック ナイダ B-R RIC	-	-	-	-	-	■	
	フォナック ナイダ B-SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■	
フォナック ナイダ B-UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■		
フォナック スカイ B-P/SP/RIC	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■		
フォナック スカイ B-UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■		
マーベル	フォナック オーデオ M-312/R	■	-	-	-	-	-	
	フォナック オーデオ M-312T/13T	■	-	-	-	■	-	
	フォナック ボレロ M-M	■	-	-	-	■	-	
	フォナック ボレロ M-PR	■	-	-	-	-	-	
	フォナック パート M-チタン/10 NW 0/312 NW 0	-	-	-	-	■	-	
	フォナック パート M-312	■	-	-	-	-	-	
	フォナック ナイダ M-SP	■	-	-	-	■	-	
	フォナック スカイ M-PR	■	-	-	-	-	-	
フォナック スカイ M-M/SP	■	-	-	-	■	-		
パラダイス	フォナック オーデオ P-312/R/RL	■	-	-	-	-	-	
	フォナック オーデオ P 13T	■	-	-	-	■	-	
	フォナック ナイダ P-PR	■	-	-	-	-	-	
	フォナック ナイダ P-UP	■	-	-	-	■	-	
	フォナック パート P-チタン/10 NW 0/312 NW 0	-	-	-	-	■	-	
	フォナック パート P-312	■	-	-	-	-	-	

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	ロジャーダイレクト	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオシュー + ユニバーサルタイプ (MLxi/ロジャー エックス)	MyLink+(FM) ロジャー マイリンク ロジャー ネックループ	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロットII + MLxi/ロジャー エックス
		ロジャー	FM	ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー
ルミ ティ	フォナック スリム L-R	■	-	-	-	-	-
	フォナック オーデオ L-R/RL	■	-	-	-	-	-
	フォナック ナイダ L-PR	■	-	-	-	-	-
	フォナック ナイダ L-SP/UP	■	-	-	-	■	-
	フォナック スカイ L-PR	■	-	-	-	-	-
	フォナック スカイ L-M/SP/UP	■	-	-	-	■	-
	フォナック テラ BTE-M/SP/UP	-	-	-	-	■	-
	フォナック テラ+ BTE-M/SP/UP	-	-	-	-	■	-

※ マイコム/コムパイロットはコア/スパイス/クレストシリーズ、コムパイロット IIはベンチャー/ピロングシリーズでそれぞれ使用可能です。
 ※ オーデオ、オーデオ MINI、オーデオ S SMART I、オーデオ S MINI、オーデオ Q-10、フォナック ダリア microM、nano、オーデオ B-ダイレクト、テラ RIC-312、テラ+ RIC-312はロジャー/FMを使用できません。
 ※ MyLink+/ロジャー マイリンク/ロジャー ネックループを使用する際は、補聴器のプログラムをTコイルプログラムに変更する必要があります。
 ※ Tコイルが搭載された耳あな型補聴器は、MyLink+/ロジャー マイリンク/ロジャー ネックループを使用することが可能です。
 (Tコイルは注文時に無償オプションを選択する必要あり)
 ※ ロジャーダイレクトは、ロジャー iN マイクロホンから受信機機能をインストールした場合、接続できるロジャー送信機はロジャー オン V2、ロジャー オン iN V2、ロジャー オン、ロジャー オン iN、ロジャー セレクト、ロジャー セレクト iN、ロジャー ペン、ロジャー ペン iN、ロジャー テーブルマイクII、ロジャー クリップオン マイクの10機種のみとなります。
 ロジャー エックスから受信機機能をインストールした場合、全てのロジャー送信機と接続が可能です。