



























補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(ルミティ/テラ/テラ+)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
ルミティ オーディオ L-R オーディオ L-RL スリム L-R ナイーダ L-PR スカイ L-M スカイ L-PR クロス L-R	不可	 Noahlink Wireless	 ① CS44-A用
ルミティ ナイーダ L-SP ナイーダ L-UP スカイ L-SP スカイ L-UP	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  Noahlink Wireless	
テラ / テラ+ テラ RIC-312 テラ BTE-M テラ+ RIC-312 テラ+ BTE-M	不可	 Noahlink Wireless	
テラ+ テラ BTE-SP テラ BTE-UP テラ+ BTE-SP テラ+ BTE-UP	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  Noahlink Wireless	









補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(パラダイス～マーベル)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
オーディオ P-R オーディオ P-RL オーディオ P-312 ナイーダ P-PR クロス P-R	不可	 Noahlink Wireless	
パ ラ ダ イ ス パート P-チタン パート P-10 NW O	②	 HI-PRO 2	① CS44-A用
パート P-312 NW O	③	 NOAHlink	
クロス P-13 オーディオ P-13T ナイーダ P-UP	①	 HI-PRO 2	
パート P-312	③	 NOAHlink	
マ ー ベ ル ボレロ M-PR ボレロ M-M オーディオ M-R オーディオ M-312 スカイ M-PR スカイ M-M	不可	 Noahlink Wireless	② nano用
パート M-チタン パート M-10 NW O	②	 HI-PRO 2	
パート M-312 NW O	③	 NOAHlink	
オーディオ M-312T オーディオ M-13T ナイーダ M-SP スカイ M-SP	①	 HI-PRO 2	③ PR41(312)用
パート M-312	③	 NOAHlink	
		 Noahlink Wireless	

補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(ピロング/ヴィータス/ヴィータス+)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
オーディオ B-ダイレクト	不可	 Noahlink Wireless	
ボレロ B-PR オーディオ B-R ナイーダ B-R RIC クロス B-R	不可	 iCube II	① CS44-A用
ボレロ B-M ボレロ B-P ボレロ B-SP オーディオ B-312 オーディオ B-312T オーディオ B-13 ナイーダ B-SP ナイーダ B-UP スカイ B-P スカイ B-SP スカイ B-UP スカイ B-RIC クロス B-312 クロス B-13	①	 HI-PRO 2	
パート B-10 O パート B-10 パート B-312 クロス B-312 カスタム パート B-13 クロス B-13 カスタム	② ③ ④	 NOAHlink	② nano用
パート B-10 O パート B-10 パート B-312 クロス B-312 カスタム パート B-13 クロス B-13 カスタム	② ③ ④	 iCube II	
パート B-チタン パート B-10 NW O パート B-312 NW O	② ③	 HI-PRO 2	③ PR41(312)用
パート B-10 NW O パート B-312 NW O	③	 NOAHlink	
BTE-micro BTE-P BTE-UP RIC-312T	①	 HI-PRO 2	
ITE-312 ITE-13 ITE-10 NW O	③ ④ ②	 NOAHlink	④ PR48(13)用
ITE-10 NW O	②	 iCube II	
BTE-micro BTE-P BTE-UP	①	 HI-PRO 2	
BTE-micro BTE-P BTE-UP	①	 NOAHlink	




補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(ペンチャー〜クエスト)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
ボレロ V-M ボレロ V-P ボレロ V-SP オーディオ V-312 オーディオ V-312T オーディオ V-13 ナイーダ V-SP ナイーダ V-UP ナイーダ V-RIC スカイ V-P スカイ V-SP スカイ V-UP スカイ V-RIC クロス II -312 クロス II -13	①	 HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ① CS44-A用
パート V-10 O パート V-10 パート V-312 クロス II -312 カスタム パート V-13 クロス II -13 カスタム	② ③ ④		 ② nano用
パート V-nano パート V-10 NW O	②	 HI-PRO 2 NOAHlink	
ボレロ Q-M312 ボレロ Q-M13 ボレロ Q-P ボレロ Q-SP オーディオ Q-312 オーディオ Q-312T ナイーダ Q-SP ナイーダ Q-UP ナイーダ Q-RIC パート Q-312 パート Q-13	① ③ ④	 HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ③ PR41(312)用
オーディオ Q-10 バセオ Q15-M バセオ Q15-P バセオ Q15-SP クロス クロス H20 パート Q-nano パート Q-10 NW O タオ Q15-10 NW O パート Q-312 NW タオ Q15-312 NW クロス 312 タオ Q15-13 NW クロス 13	① ② ③ ④	 HI-PRO 2 NOAHlink	 ④ PR48(13)用

補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(スパイス1/2)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
アンブラ microM アンブラ microP アンブラ SP アンブラ M H20 ソラナ microM ソラナ microP ソラナ SP ソラナ M H20 カッシーア microM カッシーア microP カッシーア SP カッシーア M H20	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  iCube II	 ① CS44-A用
アンブラ 312 アンブラ 312 UZ ソラナ 312 ソラナ 312 UZ カッシーア 312 カッシーア 312 UZ	③		 ③ PR41(312)用
アンブラ 13 UZ ソラナ 13 UZ カッシーア 13 UZ	④		 ④ PR48(13)用
ダリア microM ダリア microP ダリア SP ダリア M H20	①		
アンブラ nano アンブラ 10 Petite ソラナ nano ソラナ 10 Petite カッシーア nano カッシーア 10 Petite ダリア 10 Petite	⑤	 HI-PRO 2  NOAHlink	
アンブラ 312 Petite アンブラ 312 UZ Petite ソラナ 312 Petite ソラナ 312 UZ Petite カッシーア 312 Petite カッシーア 312 UZ Petite ダリア 312 UZ Petite ダリア 13 UZ Petite	③ ④		 ⑤ PR536(10)用

補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(スパイス2/2)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
オーデオ S SMART IX オーデオ S SMART V オーデオ S SMART III オーデオ S YES IX オーデオ S YES V オーデオ S YES III ナイダ S SP IX ナイダ S SP V ナイダ S SP III ナイダ S UP IX ナイダ S UP V ナイダ S UP III ナイダ S CRT IX ナイダ S CRT V ナイダ S CRT III ニオス S H20 V ニオス S H20 III	①	 HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ① CS44-A用
オーデオ S MINI IX オーデオ S MINI V オーデオ S MINI III オーデオ S SMART I ナイダ S SP I ナイダ S UP I クロス クロス H20 クロス 312 クロス 13	①	 HI-PRO 2 NOAHlink	