



# フォナック テラ/フォナック テラ+


テクニカルデータ

## Phonak Terra RIC-312/Phonak Terra+ RIC-312


### S レシーバ 2 cm<sup>3</sup> カプラ周波数レスポンス

JIS C 5512:2015 (2cmカプラで測定) による公称値

#### 90dB入力最大出力音圧レベル



#### 最大音響利得




周波数帯	f1<200 Hz f2>5000 Hz
全高調波ひずみ (最大許容値)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 1.5 + 3 %以下 2.0 + 3 %以下 2.0 + 3 %以下
消費電流	1.8 + 20% mA以下
電池寿命*	60~85 時間
等価入力雑音レベル	19 +3 dB 以下


### M レシーバ 2 cm<sup>3</sup> カプラ周波数レスポンス

JIS C 5512:2015 (2cmカプラで測定) による公称値

#### 90dB入力最大出力音圧レベル



#### 最大音響利得



周波数帯	f1<200 Hz f2>5000 Hz
全高調波ひずみ (最大許容値)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 1.5 + 3 %以下 2.0 + 3 %以下 2.0 + 3 %以下
消費電流	1.8 + 20% mA以下
電池寿命*	60~85 時間
等価入力雑音レベル	19 +3 dB 以下

\*電池の性能は、有効になっている機能、ワイヤレスアクセサリーの使用、難聴、電池の寿命、音環境、耳せんにより異なります。非充電式 空気亜鉛電池の使用可能時間は、電池のモデルにより異なる場合があります。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand



# フォナック テラ/フォナック テラ+

テクニカルデータ


## Phonak Terra RIC-312/Phonak Terra+ RIC-312

### P レシーバ 2 cm<sup>3</sup> カプラ周波数レスポンス

JIS C 5512:2015 (2cm<sup>3</sup>カプラで測定) による公称値


#### 90dB入力最大出力音圧レベル

最大OSPL90      HFA-OSPL90  
122 + 3 dB 以下      120 ± 4 dB



#### 最大音響利得

ピーク値      HFA-FOG  
59 dB + 3 dB 以下      56 dB ± 5 dB




周波数帯	f1 < 200 Hz	f2 > 5000 Hz
全高調波ひずみ (最大許容値)	500 Hz	800 Hz    1600 Hz
	1.0 + 3 % 以下	1.5 + 3 % 以下    1.0 + 3 % 以下
消費電流	1.8 + 20% mA以下	
電池寿命*	60~85 時間	
等価入力雑音レベル	19    +3 dB 以下	

### UP レシーバ 2 cm<sup>3</sup> カプラ周波数レスポンス

JIS C 5512:2015 (2cm<sup>3</sup>カプラで測定) による公称値


#### 90dB入力最大出力音圧レベル

最大OSPL90      HFA-OSPL90  
132 + 3 dB 以下      124 ± 4 dB



#### 最大音響利得

ピーク値      HFA-FOG  
71 dB + 3 dB 以下      65 dB ± 5 dB



周波数帯	f1 < 200 Hz	f2 > 5000 Hz
全高調波ひずみ (最大許容値)	500 Hz	800 Hz    1600 Hz
	1.5 + 3 % 以下	1.5 + 3 % 以下    1.0 + 3 % 以下
消費電流	1.8 + 20% mA以下	
電池寿命*	60~85 時間	
等価入力雑音レベル	19    +3 dB 以下	

\* 電池の性能は、有効になっている機能、ワイヤレスアクセサリの使用、難聴、電池の寿命、音環境、耳せんにより異なります。非充電式 空気亜鉛電池の使用可能時間は、電池のモデルにより異なる場合があります。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on