



기술 및 기능		스카이 L		스카이 M	
		충전식	배터리식	충전식	배터리식
제품 포트폴리오		Sky L-PR	Sky L-M Sky L-SP Sky L-UP	Sky M-PR	Sky M-M Sky M-SP
배터리		리튬-이온 충전식	M: 312, SP: 13, UP: 675	리튬-이온 충전식	M: 312, SP: 13
최대출력 / 이득	HE11*	-	SP: 139/81, UP: 141/84	-	SP: 139/81
	HE11 680*	130/68	M: 128/63, SP: 133/75 UP: 134/78	130/66	M: 128/63 SP: 133/75
	SlimTube4.0	129/69	M: 122/58	127/60	M: 122/58
채널 (등급: 90 / 70 / 50 / 30)		20 / 20 / 16 / 12		20 / 16 / 12 / 8	
자동 프로그램		오토센스 스카이 OS 5.0		오토센스 스카이 OS 3.0	
추가 가능한 프로그램 수		4		3	
텔레코일 (T-coil)			●		●
스마트스피치 테크놀로지 SmartSpeech Technology	스피치센서**	● 90 등급만 가능			
	어음 향상	● 90 등급만 가능			
	스테레오줌 2.0**	● 90, 70 등급만 가능			
	다이나믹 소음 제거	● 90, 70 등급만 가능			
	모션 센서 히어링	90, 70, 50 등급만 가능			
	로저 다이렉트	●			●
양이 음성 스트리밍 테크놀로지** (BVST)	스테레오줌 2.0	● 90, 70 등급만 가능			
	퀵싱크	● 활성화/비활성화 가능			● 항상 활성화
	스피치 인 360°	● 90, 70 등급만 가능			● 90, 70 등급만 가능
	듀오펜	● 90, 70, 50 등급만 가능			● 90, 70, 50 등급만 가능
윈드블럭		● 모든 등급 가능			● 90, 70 등급만 가능
블루투스 연결성	다이렉트 연결 (MFA)	● (동시에 2대의 장치와 사용 가능/최대 8대 페어링 가능)		● (동시에 1대의 장치와 사용 가능/최대 2대 페어링 가능)	
	핸즈-프리 전화통화	●		●	
	블루투스 스트리밍	●		●	
	발신자 음성 안내	●		●	
	탭 컨트롤 (더블탭)	● 90, 70 등급만 가능			
액세서리	크로스	● 크로스 L-R			
	TV커넥터, 파트너마이크, 리모트컨트롤	●		●	
마이포낙 주니어 앱	리모트 (볼륨/프로그램 조절)	●		●	
	원격지원	●		●	
	착용시간 확인	● 일별/월별로 확인 가능	● 1일 평균 착용시간만 확인 가능	● 1일 평균 착용시간만 확인 가능	
Target 피팅소프트웨어		Target 9.1 이상		Target 6.1 이상	

\* HE11: 댐퍼 없음 / HE11 680: 댐퍼 있음

\*\* 양쪽 보청기 착용 시에만 사용 가능